



Guia de instruções para coleta de 2 ou 3 pessoas

Este kit contém:

- ▶ Guia de instruções
- ▶ Swabs orais ("cotonetes")
- ▶ Envelopes para amostras
- ▶ Envelope de retorno
- ▶ Termo de consentimento

ATENÇÃO!

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

- ▶ Caneta
- ▶ 1 cópia do documento do responsável pela coleta

Passo-a-passo para coletar seu DNA

Antes de iniciar as etapas, lave bem as mãos.

- 1 Abra completamente seu **Kit de Coleta de DNA**. A parte de fora da embalagem será usada como estante para secagem dos cotonetes. No verso da embalagem, você verá um espaço reservado para cada pessoa testada, com dois furinhos por espaço.
- 2 Abra um cotonete e esfregue de cima para baixo por 40 segundos na parte de dentro da bochecha do suposto pai ou da pessoa 1. Depois, coloque esse cotonete no espaço indicado do suporte, com a parte de algodão para cima. **Você deve descartar a embalagem do cotonete.**
- 3 Abra outro cotonete e repita o processo na outra bochecha do suposto pai ou pessoa 1. Coloque no outro furinho do mesmo espaço e deixar secar.
- 4 Agora é a vez de coletar do filho ou da pessoa 2. Abra um cotonete e esfregue em uma das bochechas dessa pessoa por 40 segundos. Coloque este cotonete no espaço indicado e deixe secar.
- 5 Abra mais um cotonete e repita o processo na outra bochecha dessa pessoa. Coloque no outro furinho do mesmo espaço e deixe secar.
- 6 Se você tiver adquirido um teste TRIO (de três pessoas), faça novamente o processo para a terceira pessoa, realizando a coleta nas duas bochechas e deixando os cotonetes secarem no terceiro espaço.
- 7 Você deve deixar os cotonetes secando, por no mínimo 1 hora. Enquanto isso, preencha o termo de coleta e os envelopes pequenos onde as amostras serão colocadas. Preencha cada envelope com o nome e a relação de parentesco.
- 8 Após secarem por uma hora, coloque os dois cotonetes de cada pessoa no envelope correspondente já preenchido. Nunca encoste na parte do algodão do cotonete e **não coloque o cotonete de volta na embalagem de origem.**
- 9 Ponha dentro do envelope de retorno: os envelopes pequenos contendo as amostras, o termo preenchido e assinado e a cópia do documento do responsável pela coleta. Preencha o envelope de retorno com os dados do remetente e nos envie de volta pelos Correios.
- 10 Pronto! Agora é só esperar os resultados serem enviados.

